

Optive® Unit Dose

ALLERGAN

Dispositif médical

Composition

Optive Unit Dose est une solution stérile sans conservateur, à usage unique. Elle contient du carboxyméthylcellulose de sodium, de la glycérine, de la lévocarnitine et de l'érythritol.

Indications/Possibilités d'emploi

Lubrifie la surface de l'oeil et hydrate les cellules de la surface oculaire en rétablissant l'équilibre osmotique naturel.

Optive Unit Dose convient pour être utilisé après une procédure Lasik (Laser In Situ Keratomileusis) pour soulager la sécheresse et la gêne après l'intervention.

Posologie/Mode d'emploi

Instiller 1 ou 2 gouttes dans chaque oeil affecté, selon les besoins.

Instruction d'utilisation

Pour éviter toute contamination, faire en sorte que l'embout de l'ampoule n'entre en contact avec aucune surface et éviter tout contact direct avec l'oeil.

Ne pas utiliser si l'ampoule est endommagée.

Utiliser l'ampoule en une fois, puis la jeter.

Remarque pour les porteurs de lentilles de contact

Optive Unit Dose convient à tous les types de lentilles de contact.

Contre-indications

Hypersensibilité à l'un des composants.

Mises en garde et précautions

Respecter 5 minutes d'intervalle entre l'administration de plusieurs produits ophtalmiques.

Remarques particulières

Stabilité

Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur le produit.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante.

Conserver hors de la portée des enfants.

Fabricant

Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road, Westport, Co. Mayo, Irlande.

Représentant local

Allergan SA, Churerstrasse 135, 8808 Pfäffikon.

Mise à jour de l'information

Avril 2009.